



SUSI® від AESCULAP®

Одноразові хірургічні інструменти
для стаціонарного та амбулаторного використання

SUSI® – ПОКРАЩЕНІ ІНСТРУМЕНТИ.
ПРОСТО СПРОБУЙТЕ.



ВРАЖАЮЧІ ОДНОРАЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ

Розумні інструменти можуть заздалегідь передбачати потреби користувачів — і саме цим словом можна охарактеризувати одноразовий хірургічний інструментарій виробництва Aescular®. Ці вироби виготовлені з високотехнологічних матеріалів та не поступаються прецизійністю і гостротою інструментам зі сталі, однак, ними простіше маніпулювати протягом усього хірургічного процесу і вони чітко ідентифікуються саме як хірургічне приладдя одноразового використання. Це значно спрощує роботу стаціонарних, амбулаторних та центральних відділів постачання стерильного інструментарію.



■ Створені Aescular®

Новий продукт поєднує в собі безпрецедентний досвід роботи з надійними інструментами Aescular® із використанням передових пластмас.

■ Спеціально розроблений високотехнологічний матеріал

Легкі та надзвичайно міцні хірургічні інструменти SUSI® виготовлені зі спеціально розробленого типу пластику для виняткового відчуття з вже відомою та неодноразово перевіреною якістю.

■ Безпомилково впізнавані одноразові вироби

Інструменти SUSI® чітко та легко ідентифікуювати як інструменти одноразового використання, більше того, вони біосумісні та мають п'ятирічну гарантію на стерильність.

■ Надзвичайно економічні

Чим вищою є частка використання одноразових інструментів у амбулаторних та стаціонарних відділеннях, тим більшою є економія на інвестиціях та витратах на повторну обробку та стерилізацію.

■ Більш екологічні та раціональні

Очевидно, що екологічний слід інструментів SUSI® є нижчим, ніж у одноразових металевих інструментів*.


* Schulz J, Pschorn J, Kara S, Herrmann C, Ibbotson S, Dettmer T, Luger T. Environmental Footprint of Single-Use Surgical Instruments in Comparison with Multi-Use Surgical Instruments. in: Globalized Solutions for Sustainability in Manufacturing - Proceedings of the 18th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering. Technische Universität Braunschweig. Braunschweig: Springer; 2011. 623 p.

SUSI[®] – СТВОРЕНІ AESCULAP[®]. СТВОРЕНІ ЕКСПЕРТАМИ.




AESCULAR® – КОМПЕТЕНТНІСТЬ, ОТРИМАНА З ДОСВІДУ.

- Понад 150-річний досвід у виробництві точних хірургічних інструментів.
- Синергія завдяки кваліфікованій майстерності та передовим технологіям виробництва.
- Асортимент продукції з урахуванням потреб відділення лікарні.




ДУМАЙТЕ ПРО ЯКІСТЬ. ДУМАЙТЕ ПРО AESCULAR®.

ВИ МОЖЕТЕ РОЗРАХОВУВАТИ НА SUSI®



ЯКІСТЬ, ЯКІЙ ВИ МОЖЕТЕ ДОВІРИТИСЯ.

- Безкомпромісна якість щодо точності та функціональності хірургічного інструментарію внаслідок автоматизованого виробництва.
- Завдяки спеціальному високо-технологічному пластику, що армований скловолокном, інструменти SUSI® є легкими, однак не втратили звичної ергономіки, є міцними та не поступаються сталі у надійності.



ДУМАЙТЕ ПРО ІННОВАЦІЇ. ДУМАЙТЕ ПРО AESCULAR®.

SUSI® — УНІКАЛЬНИЙ ДОСВІД РОБОТИ З ОДНОРАЗОВИМ ІНСТРУМЕНТАРІЄМ.



ЛЕГКО ІДЕНТИФІКУВАТИ, ЩО SUSI® — ОДНОРАЗОВІ ІНСТРУМЕНТИ.

- SUSI® чітко відрізняються від інших інструментів навіть без додаткового маркування кольором. До того ж відсутній ризик партикуляції фарби з такого маркування.
- Унеможливають плутанину з вмістом наборів інструментів багаторазового використання.
- Гарантована стерильність інструментарію протягом п'яти років.
- Затверджена біосумісність згідно стандарту ISO 10993.



ДУМАЙТЕ ПРО СЕРВІС. ДУМАЙТЕ ПРО AESCULAP®.

SUSI® — ЕКОНОМІЯ РЕСУРСІВ. ЕКОНОМІЯ НЕРВІВ.



ЕКОНОМІЧНО ВИГІДНА АЛЬТЕРНАТИВА.

- Усунення витрат на повторну обробку інструментів.
- Уникнення нестачі запасів.
- Сприяння чіткому розподілу витрат.
- Завжди стерильна упаковка, яка передається безпосередньо зі складу чи підсобки в рамках стандартного логістичного процесу.
- Відсутність потреби стерилізувати невикористані інструменти, які зберігаються в запасі.



ДУМАЙТЕ ПРО ЕКОНОМІЮ. ДУМАЙТЕ ПРО AESCULAP®.

SUSI® — СТВОРЕНІ ЗАДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ.
РОЗРОБЛЕНІ ЗАРАДИ ДОВКІЛЛЯ.



SUSI® — ОДНОРАЗОВЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ БУТИ ЕКО-ЛОГІЧНИМ!

- Еко-логіка SUSI®: легкі, зручні та чисті інструменти, котрі не забруднюють довкілля.
- Значно менший вуглецевий слід, ніж від сталевих інструментів для одноразового використання*.
- Відновлення потенційної енергії за рахунок утилізації шляхом спалювання.

Schulz J, Pschorn J, Kara S, Herrmann C, Ibbotson S, Dettmer T, Luger T. Environmental Footprint of Single-Use Surgical Instruments in Comparison with Multi-Use Surgical Instruments. in: Globalized Solutions for Sustainability in Manufacturing - Proceedings of the 18th CIRP International Conference on Life Cycle Engineering. Technische Universität Braunschweig. Braunschweig: Springer; 2011. 623 p.



Joint German-Australian Research Group
Sustainable Manufacturing and Life Cycle Management
Technische Universität Braunschweig - The University of New South Wales, Sydney

ДУМАЙТЕ ПРО ПАРТНЕРСТВО. ДУМАЙТЕ ПРО AESCULAR®.


SUSI® — СПРОБУЙТЕ ВЖЕ СЬОГОДНІ.
ВІДЧУЙТЕ ПЕРЕВАГИ.



SUSI® — СТВОРЕНІ AESCULAP®. ПЕРЕКОНЛИВІ ПЕРЕВАГИ СТОСОВНО ІНСТРУМЕНТАРІЮ ОДНОРАЗОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

Інструменти для стаціонарного та амбулаторного використання

Асортимент інструментів SUSI® був розроблений для задоволення потреб як стаціонарних, так і амбулаторних відділень. Спеціально розроблений високотехнологічний пластик відповідає найвибагливішим стандартам використання. Асортимент продукції пропонує всі ключові інструменти, включаючи ножиці, пінцети та щипці, затискачі, голкотримачі та кюретки.



ДУМАЙТЕ ПРО SUSI®. ДУМАЙТЕ ПРО AESCULAP®.

ОДНОРАЗОВІ ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ SUSI®

Для стаціонарного та амбулаторного використання

Одиниця продажу кожного артикулу:

20 штук, стерильні, в індивідуальній
упаковці у диспенсерній коробці



BC110SU

SUSI® Ножиці делікатні

з гострими кінцями, прямі

Довжина: 110 мм



BC324SU

SUSI® Ножиці хірургічні

з гостр. і тупим кінцем, прямі

Довжина: 145 мм



BC861SU

SUSI® Ножиці для зняття

пов'язок, вигнуті вбік

Довжина: 145 мм



AN916SU

SUSI® Затискач для

дренажів та магістралей

Довжина: 165 мм



BF046SU

SUSI® Щипці губчасті

GROSS, прямі, з універсальною
насічкою

Довжина: 200 мм



BF047SU

SUSI® Щипці губчасті

GROSS, вигнуті, з
універсальною насічкою

Довжина: 200 мм



FK850SU

SUSI® Кюретка

Розміри: Ø 5 мм, 8 x 15 мм, овальна

Довжина: 180 мм



BD222SU

SUSI® Пінцет анатомічний

ADSON, беззубий, гладкий

Довжина: 120 мм



BD512SU

SUSI® Пінцет хірургічний

ADSON, 1 x 2 зубці, гладкий

Довжина: 120 мм



BD047SU

SUSI® Пінцет анатомічний

Довжина: 145 мм



BD557SU

SUSI® Пінцет анатомічний

1 x 2 зубці

Довжина: 145 мм



BD239SU

SUSI® Пінцет анатомічний

CUSHING

Довжина: 200 мм



BD671SU

SUSI® Пінцет хірургічний

WAUGHS, 1 x 2 зубці

Довжина: 200 мм

ОДНОРАЗОВІ ХІРУРГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ SUSI®

Розширений асортимент для невідкладної допомоги та малоінвазивних хірургічних процедур

Одиниця продажу кожного артикулу: 20 штук, стерильні, в індивідуальній упаковці у диспенсерній коробці



BH196SU

SUSI® Затискач судинний

BIRKETT, прямий

Довжина: 185 мм



BH197SU

SUSI® Затискач судинний

BIRKETT, вигнутий

Довжина: 185 мм



BH424SU

SUSI® Затискач судинний

PEAN, прямий

Довжина: 145 мм



BC606SU

SUSI® Ножиці

METZENBAUM, вигнуті

Довжина: 180 мм



BH110SU

SUSI® Затискач Москіто

HALSTED, прямий

Довжина: 125 мм



BH111SU

SUSI® Затискач Москіто

HALSTED, вигнутий

Довжина: 125 мм



BF059SU

SUSI® Щипці губчасті вигнуті, з
універсальною насічкою

Довжина: 265 мм



BM235SU

SUSI® Голкотримач
MAYO-HEGAR

Довжина: 150 мм



BM226SU

SUSI® Голкотримач
CRILE WOOD

Довжина: 200 мм



BV067SU

SUSI® Ретрактор

WEITLANER, 3 x 4 зубців,
напів-гострий

Довжина: 130 mm



BT028SU

SUSI® Ретрактор

ROUX, Опис: 36 x 20 мм
& 20 x 15 мм

Довжина: 170 мм



ТОВ «Б. Браун Медікал Україна»
Україна, 03124, м. Київ, бул. В. Гавела, буд. 6-з, тел./факс: +38 (044) 351 11 30
e-mail: info.bbmu@bbraun.com, www.bbraun.ua